

IT

Contenuto
Una boccetta di soluzione di controllo contiene 4 mL.

Finalità d'uso
La soluzione di controllo del glucosio Nova StatStrip viene usata a scopi di verifica della qualità per controllare che il misuratore del glucosio Nova StatStrip per strutture ospedaliere e le strisce reattive del glucosio Nova StatStrip Xpress e le relative strisce reattive funzionino come previsto.

Descrizione

Ciascuna soluzione di controllo del glucosio ha una concentrazione nota di glucosio che reagisce con i reagenti contenuti nella striscia reattiva per la misurazione del glucosio StatStrip Nova. L'analisi con la soluzione di controllo è progettata per determinare che il misuratore e le strisce reattive funzionino correttamente. L'analisi eseguita con la soluzione di controllo deve dare come risultato un valore compreso nel range di controllo stampato sulla boccetta contenente e/o la soluzione di controllo. L'analisi con la soluzione di controllo va effettuata nei seguenti casi:

- Prima di usare per la prima volta il misuratore del glucosio StatStrip
- Come previsto dalle norme per il controllo della qualità dell'istituto di appartenenza o in base alla normativa locale.
- Quando si apre una nuova confezione di strisce reattive
- Dopo la ripetizione dell'analisi di un campione di sangue, se i valori di glucosio rilevati sono ancora inferiori o superiore a quelli attesi
- Dopo la pulizia del misuratore
- Se vi sono altre indicazioni che il sistema non funziona come previsto
- Se il misuratore è stato fatto cadere a terra.

Composizione del reagente

Ciascuna boccetta di soluzione di controllo contiene una soluzione acquosa tamponata contenente D-Glucosio, conservante, colorante FD&C, regolatore di viscosità e altri agenti non reattivi. La soluzione di controllo StatStrip Nova contiene una concentrazione nota di glucosio che reagisce con i composti contenuti nelle strisce reattive StatStrip. Il range atteso della soluzione di controllo è riportato sulla boccetta contenente la soluzione. Se i risultati ottenuti non rientrano nel range atteso, il misuratore o la striscia potrebbero essere difettosi.

La concentrazione di glucosio presente nella soluzione di controllo è regolata in modo tale da dare risultati equivalenti a quelli che si otterrebbero con campioni di sangue intero contenenti le seguenti concentrazioni target di glucosio:

Precauzioni

- La soluzione di controllo del glucosio StatStrip Nova va usata esclusivamente a fini di analisi con il misuratore del glucosio StatStrip o le strisce reattive StatStrip Nova.
- Controllare la data di scadenza indicata sulla boccetta. Non usare la soluzione di controllo se la data di scadenza è già passata.
- Usare la soluzione di controllo per 3 mesi dopo l'apertura della boccetta. Quando si apre una nuova boccetta di soluzione di controllo, cartolare 3 mesi e scrivere la data corrispondente sull'etichetta. Gettare eventuale soluzione rimanente dopo la data indicata sulla boccetta.
- Non ingerire la soluzione di controllo. In caso di ingestione accidentale, consultare immediatamente un medico.
- Solo per l'uso diagnostico in vitro.

Manipolazione e stoccaggio

Mantenere sempre boccette di controllo in la boccetta contenente la soluzione di controllo StatStrip Nova. Conservarla a temperatura ambiente, al di sotto di 30°C. Non refrigerarla né conservarla in frigorifero.

Scadenza

La data di scadenza è stampata sulla boccetta contenente la soluzione di controllo. Una volta aperta la boccetta, la soluzione di controllo è stabile se conservata come indicato per un massimo di 3 mesi o fino alla data di scadenza, a seconda di quale delle due si verifica per prima.

Come eseguire l'analisi con la soluzione di controllo

Prima di eseguire l'analisi con la soluzione di controllo, leggere attentamente le istruzioni e le istruzioni per l'uso del misuratore del glucosio StatStrip Nova. Articoli necessari per l'analisi: misuratore del glucosio StatStrip, strisce reattive per la misurazione del glucosio StatStrip Nova e soluzione di controllo del glucosio StatStrip.

Risultati attesi

La soluzione di controllo del glucosio StatStrip Nova deve dare come risultato un valore che rientra nel range stampato sull'etichetta. Se il risultato dell'analisi con la soluzione di controllo non rientra nel range (quale che il suo o il di sotto del range), è probabile che il misuratore e/o la striscia reattiva siano difettosi. Un risultato fuori range può avere le seguenti cause:

- È possibile che non si stia eseguendo correttamente l'analisi. Riprovare accertandosi di aver seguito attentamente le istruzioni.
- La soluzione di controllo potrebbe essere scaduta o essere contaminata. Controllare la data di scadenza indicata sulla boccetta. Non usare la soluzione di controllo se la data di scadenza è già passata. Controllare la data di scadenza. La soluzione di controllo scade 3 mesi dopo che è stata aperta. Accertarsi che la boccetta della soluzione di controllo rimanga chiusa quando non è in uso.
- La striscia reattiva potrebbe essere scaduta. Controllare la data di scadenza sulla boccetta contenente le strisce reattive.
- La striscia reattiva potrebbe essere danneggiata. Rieseguire l'analisi con una nuova striscia reattiva.
- Il misuratore del glucosio StatStrip Nova potrebbe essere difettoso.
- I range accettati per il controllo di qualità dell'istituto di appartenenza potrebbero essere diversi da quelli riportati dalla Nova Biomedical. Per i risultati del controllo di qualità, attenersi alle indicazioni dell'istituto di appartenenza.

AVVERTENZA: Usare il misuratore o le strisce reattive per la misurazione del glucosio ematico soltanto dopo aver eseguito l'analisi e prima di usare la soluzione di controllo. La soluzione di controllo rientrano nel range previsto. Rieseguire l'analisi con una nuova striscia reattiva. Se il problema persiste, chiamare il servizio di assistenza tecnica Nova al numero verde USA 1.800.350.5024.

NEGLI USA: Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica Nova Biomedical al numero 781.894.0800, oppure chiamare il numero verde USA 1.800.350.5024.
NEGLI CANADA: 1.800.263.5999.
NEGLI ALTRI PAESI: Contattare il distributore Nova Biomedical di zona, reperibile presso il sito www.novabiomedical.com.

NON PER INFORMAZIONI DI EMERGENZA O DI CARATTERE MEDICO
Simboli usati nella documentazione: vedere il Manuale con le istruzioni per l'uso.

PT

Conteúdo
Um frasco de solução de controle contém 4 mL.

Utilização prevista

A solução de controle de glicose Nova StatStrip é usada na verificação de controle da qualidade, para garantir que o medidor hospitalar de glicose Nova StatStrip, o medidor hospitalar de glicose Nova StatStrip Xpress e as respectivas tiras de teste estão a funcionar bem em conjunto.

Descrição

A solução de controle de glicose possui uma concentração de glicose definida que reage aos reagentes da tira de teste de glicose Nova StatStrip. O teste com a solução de controle de glicose é usado para confirmar que o seu medidor e as respectivas tiras de teste estão a funcionar correctamente. Os resultados do teste com a solução de controle deverão situar-se dentro do intervalo de resultados impresso no rótulo da solução de controle. Deve realizar um teste com a solução de controle:

- antes de usar o seu medidor de glicose StatStrip pela primeira vez
- em função dos requisitos da política de controle de qualidade da sua instituição ou dos requisitos legais do seu país
- quando abrir um novo frasco de tiras de teste
- se o teste de um paciente não estiver a repetir-se e os resultados de glicose no sangue continuarem a ser mais baixos ou mais altos do que o esperado
- depois de limpar o medidor
- se houver outras indicações de que o sistema não está a funcionar correctamente
- se deixar cair o medidor.

Composição do Reagente

Cada frasco de solução de controle contém uma solução aquosa com tampão que contém D-glucose, um conservante, um corante FD&C, um agente para controlo da viscosidade e outros agentes não reactivos.

As soluções de controlo Nova StatStrip contém uma concentração de glicose definida que reage aos compostos das tiras de teste StatStrip. O intervalo de valores esperado para os controlos está mencionado em cada frasco. Se os resultados obtidos se situarem fora do intervalo esperado, o sistema poderá não estar a funcionar correctamente.

A concentração de glicose nas soluções de controlo é ajustada de modo a fornecer resultados equivalentes a amostras de sangue total que continham as seguintes concentrações-alvo de glicose:

Precações

- Use apenas a solução de controlo de glicose Nova StatStrip para testes com o medidor de glicose StatStrip e as tiras de teste de glicose Nova StatStrip.
- Verifique no prazo de validade do rótulo da solução de controlo. Não use a solução de controlo se o prazo de validade tiver sido ultrapassado.
- Use somente até 3 meses após a abertura do frasco. Quando abrir um novo frasco de solução de controlo, conte 3 meses para a frente e escreva a nova data no rótulo do frasco. Elimine a solução restante após a data que escreveu no frasco.
- Não ingira a solução de controlo. Em caso de ingestão acidental, procure imediatamente ajuda médica.
- Use apenas para diagnóstico in vitro.

Armazenamento e manuseamento

Mantenha o frasco de solução de glicose Nova StatStrip bem fechado quando não estiver a ser usado. Guarde a solução de controlo à temperatura ambiente abaixo de 30 °C (86 °F). Não coloque no frigorífico nem no congelador.

Prazo de validade

O prazo de validade encontra-se impresso nos frascos de solução. Depois de abertos os frascos, se as soluções forem guardadas de acordo com as instruções, mantêm-se estáveis até um máximo de 3 meses após o prazo de validade, o que acontecer primeiro.

Como efectuar um teste com a solução de controlo

Antes de efectuar algum teste, consulte o Manual de Instruções do seu medidor de glicose StatStrip para obter informações pormenorizadas sobre o medidor.

I tens necessários: Medidor de glicose StatStrip, tiras de teste de glicose Nova StatStrip e soluções de controlo de glicose StatStrip.

Resultados previstos

A solução de controlo de glicose Nova StatStrip deverá produzir resultados dentro do intervalo de resultados impresso no rótulo. Se o resultado do teste com a solução de controlo se situar fora desse intervalo (para cima ou para baixo), o seu medidor e a tira de teste poderão não estar a funcionar bem em conjunto. Um resultado fora do intervalo esperado pode ser causado pelo seguinte:

- Pode não estar a efectuar o teste correctamente. Repita o teste e siga atentamente as instruções.
- A solução de controlo pode estar contaminada ou fora do prazo de validade. Verifique o prazo de validade no frasco de solução. A solução de controlo apenas se mantem em bom estado até 3 meses após a abertura inicial do frasco. Certifique-se de que o frasco de solução de controlo está fechado quando não estiver a ser usado.
- A tira de teste pode ter ultrapassado o prazo de validade. Verifique o prazo de validade no frasco da tira de teste.
- A tira de teste pode estar danificada. Repita o teste usando uma tira nova.
- O medidor de glicose Nova StatStrip pode não estar a funcionar correctamente.
- Os intervalos de controlo de qualidade aceitáveis na sua instituição podem ser diferentes dos intervalos definidos pela Nova Biomedical. Respeite as directrizes da sua instituição relativas aos resultados do controlo de qualidade.

AVISO: Não utilize o medidor ou as tiras de teste para testar o seu nível de glicose no sangue se o resultado do teste com a solução de controlo não se situar dentro do intervalo esperado. Repita o teste usando uma nova tira de teste. Se o problema persistir, contacte a Assistência Técnica da Nova Biomedical pelo telefone 1.800.350.5024 (E.U.A.).

CONTACTO NOS E.U.A.: Assistência Técnica da Nova Biomedical através do 781.894.0800 ou número verde 1.800.545.6682.

CONTACTO NOS CANADÁ: 1.800.263.5999.

INTERNACIONAL: Contacte o seu Distribuidor Nova Biomedical indicado no website www.novabiomedical.com.

NÃO SE DESTINA A INFORMAÇÃO MÉDICA OU DE EMERGÊNCIA
Símbolos de rotulagem usados: consulte o Manual de Instruções.

JA

構成内容
コントロール溶液 1瓶 4 mL入り

用途

Nova StatStrip グルコースコントロール溶液は、Nova StatStrip 血糖値病院測定器および Nova StatStrip Xpress 血糖値病院測定器と Nova StatStrip グルコーステストストリップがシステムとして正しく動作しているのを確認する品質管理チェックとして使用されます。

説明

コントロール溶液は、Nova StatStrip 血糖値コントロールストリップに塗布された試薬と反応する既知量のグルコースが含まれています。グルコースコントロール溶液テストは測定器と試薬の両方によって正しく正しく正しく機能していることを確認するものです。コントロール溶液によるテスト結果はコントロール溶液の範囲内かそれを超えているかを判断するために使用することができます。コントロール溶液テストは以下の項目に当てはまる場合は実施してごください。

- 血糖値の品質管理検査または他の品質管理検査を実施するとき。
- 新しいテストストリップの品質管理を開始したとき。
- 患者のテストを繰り返す行い、血中グルコース濃度が予想値よりも低いまたは高い場合。
- 測定値が不安定である場合。
- システムの他の機能が生しく作動しない場合。
- 測定値を低下した場合。

試薬構成物

コントロール溶液の容器には、D-グルコース、保存剤、FD&C 染料、粘度調整剤、その他非反応剤を含む溶液がなっています。Nova StatStrip グルコースコントロール溶液には、StatStrip テストストリップに塗布された物質と反応する既知量のグルコースが含まれています。各コントロール溶液の瓶と試薬の両方には各瓶に印刷表示されています。検査結果が期待範囲から逸脱する場合は、システムは正しく作動していません。コントロール溶液に塗布されるグルコースの濃度と以下の目標グルコース濃度を含む全目標値に相当する結果が与えられるよう調整されています。

注意事項

- StatStrip 血糖値測定器と Nova StatStrip グルコーステストストリップを使用してテストするときには、Nova StatStrip グルコースコントロール溶液のみをご使用ください。
- コントロール溶液の入った容器は、StatStrip テストストリップの両方に印刷された使用期限を確認してください。
- 使用期限を過ぎたコントロール溶液を使用しないでください。
- コントロール溶液の開封後 3 ヶ月まで有効です。新しいコントロール溶液の容器を開封した後は、開封後 3 ヶ月まで有効です。コントロール溶液の容器のラベルに記入してください。
- 容器に記入した日付を過ぎた溶液は廃棄しないでください。
- コントロール溶液を飲まないでください。飲んではまった場合は、至急医療処置を受けてください。
- 体外での診断のみにご使用ください。
- StatStrip 血糖値測定器をはじめ使用する前。

保管と取扱い

StatStrip グルコースコントロール溶液を使用しないときは、容器のキャップをしかり閉して保管してください。コントロール溶液は 30°C 未満の室温で保管してください。冷蔵または凍決してしないでください。

使用期限

StatStrip は各瓶に印刷されています。溶液は指示通りに保管した場合、開封後、3 ヶ月あるいは使用期限日のいずれか早い日まで有効に安定します。

コントロール溶液テストの実施方法

テストを開始する前に、StatStrip 血糖値測定器の取扱説明書をお読みください。必要品: StatStrip、血糖値測定器、Nova StatStrip グルコーステストストリップ、StatStrip グルコースコントロール溶液。

期待結果

Nova StatStrip グルコースコントロール溶液によるテスト結果は容器ラベルに印刷表記された結果の範囲内数値を示すべきです。コントロール溶液によるテスト結果がその範囲外(高濃度または低濃度)を示す場合は、測定値またはテストストリップあたりの両方システムとして正しく作動していませんと考えられます。範囲からの逸脱には以下の原因が挙げられます。

- テストを正しく行わない場合。以下の手順に注意しながら従って、テストを再度行ったください。
- コントロール溶液の使用期限が過ぎている場合またはコントロール溶液が染している場合。コントロール溶液の入った容器に表記されている使用期限日を確認します。
- 容器に記入した日付を過ぎた溶液は廃棄してください。
- コントロール溶液の容器を開封して 3 ヶ月を超えていないことを確認してください。
- テストストリップの使用期限が過ぎている場合。テストストリップの容器に記入された使用期限を確認してください。
- テストストリップが損傷している場合。新しいテストストリップを使用して再度テストを行ってください。
- Nova StatStrip 血糖値測定器が生しく作動しない場合。
- 品質管理検査範囲も、各施設によって「J」バイオメディカル社への報告回数と異なる場合があります。各施設施設長の品質管理担当がドラインにしてください。

警　告: コントロール溶液テストの結果が期待範囲値から逸脱する場合は、係る測定器またはテストストリップを廃棄し、廃棄した後に廃棄物処理業者と連携して廃棄してください。StatStrip グルコースコントロール溶液テストは、問題の解消しない場合は、**「J」バイオメディカル・テクニカルサポート**（電話1.800.350.5024）までご連絡ください。

米国でのご連絡先: 「J」バイオメディカル・テクニカルサポート 781.894.0800 または無料ホットライン 1.800.545.6682

カナダのご連絡先: 1.800.263.5999

海外のお客様: ウェブページをご覧ください。最寄りの「J」バイオメディカル販売会社にご連絡をお申し込みください。

検査または医療情報の対象ではありません。
使用されるラベルに表示された説明書をお読みしてください。

SV

Innehåll
En ampull innehåller 4 ml kontrollösning.

Avsedd användning

Nova StatStrip glukoskontrollösning används som en kvalitetskontroll för att försäkra att Nova StatStrip glukosmätare för sjukhusbruk och Nova StatStrip Xpress glukosmätare för sjukhusbruk och teststickorna fungerar korrekt tillsammans som ett system.

Beskrivning

Varje glukoskontrollösning har en känd glukoskoncentration som reagerar med reagensen på Nova StatStrip glukosteststicka. Glukoskontrollösningen används för att bekräfta att den mätare och teststickorna fungerar korrekt. Testresultatet med kontrollösningen skall hamna inom de resultatområden som finns tryckt på kontrollösningens etikett. Du skall göra en test med kontrollösning:

- Innan StatStrip glukosmätaren används för första gången
- Enligt kraven från din institutions policy för kvalitetskontroll eller enligt lokala myndighetskrav
- När du öppnar en ny ampull med teststickor.
- Om en patienttestet har misslyckats och blodglukosvärdet fortfarande är lägre eller högre än förväntat
- När ett glukosmätaren har rengjorts
- Om det finns andra indikationer på att systemet inte fungerar korrekt
- Om du tappar glukosmätaren.

Reagensammansättning

Varje ampull med kontrollösning är en buffrad flytande lösning som innehåller D-glukos, konserveringsmedel, FD&C-färgämnen, viskositetsregulerande ämnen och andra icke-reaktiva ämnen. Nova StatStrip glukoskontrollösningar har en känd glukoskoncentration som reagerar med ämnena på StatStrip teststickorna. Det förväntade värdeområdet för kontrollerna finns angivna på varje kontrollampull. Om resultatet hamnar utanför det förväntade området fungerar troligen inte systemet korrekt.

Glukoskoncentrationen i kontrollvätskan är justerad för att ge likartade resultat som vid blodglukostest.

Förslagshetsåtgärder

- Använd endast Nova StatStrip glukoskontrollösning för först med Nova StatStrip glukosmätare och Nova StatStrip utgångsdatumet på ampullen med kontrollösning. Använd inte kontrollösningen om utgångsdatumet har passerats.
- Använd vätskan endast inom den angivna perioden efter att ampullen först öppnats. När en ny ampull med kontrollösning öppnas, räkna framåt 3 månader och anteckna detta datum på ampullens etikett. Kassera eventuellt kvarvarande lösning efter det datum som skrivits på ampullen.
- Förårt inte kontrollösningen. Om den sväls, skö genast medicinsk hjälp.
- Endast avsedd för diagnostisk in vitro.

Förvaring och hantering

Se till att Nova StatStrip glukoskontrollösningens ampull är ordentligt stängd när den inte används. Förvara kontrollösningen i rumstemperatur lägre än 30° C. Skall ej förvaras i kylskåp eller frysfrys.

Utgångsdatum

Utgångsdatum finns tryckt på ampullerna med kontrollösning. När ampullen öppnats är lösnigen hållbar 3 månader om den förvaras enligt anvisningarna eller till utgångsdatumet passerats, beroende på vad som kommer först.

Hur man gör en kontrollösningstest

Läs StatStrip glukosmätarinstruktionerna i användarhandboken, där finns detaljerad måltärnformation innan testning utövas. Utrustning som behövs: StatStrip glukosmätare, Nova StatStrip glukosteststickor och StatStrip glukostestlösningar.

Förväntade resultat

Nova StatStrip glukoskontrollösning skall ge ett resultat som hamnar inom de resultatområden som finns tryckt på kontrollösningens etikett. Om testresultatet med kontrollösningen hamnar utanför detta område (det är antingen högre eller lägre), fungerar inte mätaren och/eller teststickorna som ett tillförlitligt system. Ett resultat utanför måltärnområdet kan orsakas av följande:

- Testen har inte utförts korrekt. Testa på nytt och följ instruktionerna noggrant.
- Utgångsdatumet har passerat utgångsdatumet eller har kontaminerats.
- Kontrollera utgångsdatumet på ampullen med kontrollösning. Kontrollösningen är endast hållbar 3 månader efter att ampullen öppnats. Se till att ampullen med kontrollösning är stängd när den inte används.
- Teststickan kan ha passerat utgångsdatumet. Kontrollera utgångsdatumet på burken med teststickor.
- Teststickan kan ha skadats. Testa på nytt med en ny teststicka.
- Nova StatStrip glukosmätaren kanske inte fungerar korrekt.
- Acceptabla kvalitetskontrollresultat kan inte erhållas vid jämförelse med referensvärdena som Nova Biomedical uppger följt din institutions riktlinjer för kvalitetskontrollresultat.

VARNING: Använd inte mätaren och teststickor för blodglukostest om inte resultatet av kontrollösningstestet hamnar inom det förväntade området. Upprepa testet med en ny teststicka. Om problem kvarstår, kontakta Nova tekniska support tel. 1.800.350.5024.

CONTACTK INFORMATION USA: Nova Biomedical teknisk support tel. 781.894.0800 eller avgiftsfritt 1.800.545.6682.

CONTACT INFORMATION KANADA: 1.800.263.5999.

CONTACT INFORMATION INTERNATIONELLT: Kontakta din Nova Biomedical-distributör som du hittar på websidan www.novabiomedical.com.

EJ FÖR ÖLYCKSFALL ELLER MEDICINSK INFORMATION
Märksymboler som används: Se instruktionerna i användarhandledningen.

KO

내용물

한 용기에 4 mL의 조절 용액이 들어있습니다.

사용 목적

StatStrip 포도당 조절 용액은 Nova StatStrip Glucose Hospital Meter, Nova StatStrip Xpress Glucose Hospital Meter, 및 혈당 측정기 시험지가 시스템적으로 정확히 작동하는지를 확인하기 위해 모든 의료 검사에 사용됩니다.

설명

각 조당 조절 용액은 Nova StatStrip 포도당 검사 스트림의 시작과 반응하는 기준에 알려진 포도당 농도를 가지고 있습니다. 포도당 조절 용액은 사용자의 포도당 측정기와 검사 스트림이 정확히 작동하는지 확인하기 위해만 사용됩니다. 조절 용액 검사 결과는 조절 용액의 표지 라벨에 기록된 표준치 범위 내에 들어오야 합니다. 다음과 같은 조절 용액 검사를 수행합니다.

- StatStrip 포도당 측정기를 처음 사용하기 전.
- 검사 시도를 여러 번 정확히 한 뒤, 일정 규재 요인으로 필요할 때.
- 검사 스트림 용기를 교체할 때.
- 혈자 검사를 여러 번 정확히 해야 당량 혈당과 수치가 계속해서 낮거나 높을 때.
- 측정기 자체 중.
- 회계가 정확할지 확인하지 않는 기타 장치가 있을 때.
- 조정용 용액을 용이로 사용할 때.

시험 방법

각각의 조절 용액 용기는 D-포도당, 부황제, FD&C 염료, 점도 조정제 및 기타 비반응성 약물을 포함하여 완제품 조 처리된 수용액에 들어 있습니다. Nova StatStrip 포도당 조절 용액은 StatStrip 검사 스트림의 구성 성분과 반응하는 기준에 알려진 표준치 범위 내에 들어오야 합니다. 다음과 같은 조절 용액 검사에 사용됩니다.
측정 결과와 예상 범위를 벗어나면 시스템이 정확하게 작동하지 않는 경우일 수 있습니다. 조절 용액의 포도당 농도는 다음의 목표 포도당 농도를 가지고 있던 전체 샘플과 동등한 결과를 주도록 조절되어 있습니다:

지침

- Nova StatStrip 포도당 조절 용액은 StatStrip 포도당 측정기와 Nova StatStrip 포도당 검사 스트림으로 검사될 때만 사용합니다.
- StatStrip 포도당 조절 용액은 StatStrip 검사 스트림의 구성 성분과 반응하는 기준에 알려진 표준치 범위 내에 들어오야 합니다. 다음과 같은 조절 용액 검사에 사용됩니다.
- 검사 시도를 여러 번 정확히 한 뒤, 일정 규재 요인으로 필요할 때.
- 검사 스트림 용기를 교체할 때.
- 혈자 검사를 여러 번 정확히 해야 당량 혈당과 수치가 계속해서 낮거나 높을 때.
- 측정용 용액을 용이로 사용할 때.
- 회계가 정확할지 확인하지 않는 기타 장치가 있을 때.
- 시험용 용액을 용이로 사용할 때.

저장 및 취급

Nova StatStrip 포도당 조절 용액을 사용하지 않을 때는 용기 마개를 꼭 닫아 보관하십시오. 또한 조절 용액은 온도 86°F(30°C) 미만에서 저장해야 합니다. 냉장 보관하거나 얼리지 않습니다.

유효 기간

StatStrip 포도당 조절 용액 용기에 기재되어 있습니다. 용기를 개봉한 이후에 지시대로 저장한 용액은 최대 3개월 또는 유효 기간 중 먼저 도하는 기간까지 사용할 수 있습니다.

조절 용액 검사의 수행 방법

검사를 시험하기 전에 측정기에 대한 정보 StatStrip 포도당 측정기의 사용 설명서를 참조하십시오.
필요품: StatStrip 포도당 측정기, Nova StatStrip 포도당 검사 스트림, 및 StatStrip 포도당 조절 용액

예상 결과

Nova StatStrip 포도당 조절 용액은 용기 표지에 기재된 측정 범위 내부 수치가 들어가는 결과를 도출해야 합니다. 포도당 조절 검사 스트림이 기준치 범위 내이면 (다음과 같거나), 사용자 측정기 및/또는 검사 스트림이 시스템으로 정확히 작동하는 경우일 수 있습니다. 다음 범위로 인해 결과가 범위를 벗어날 수 있습니다.

- 사용자가 검사를 올바르게 수행하지 않은 경우. 다음 설명에 따라 주의해서 다시 시도하십시오.
- 측정 용액이 사용기간이 지나거나 오염된 경우. 조절 용액 용기에서 사용기간을 확인하십시오. 조절 용액은 온도 수주 3개월 동안 유효합니다. 조절 용액 용기를 사용하지 않을 때는 마개가 닫혀있지 확인하십시오.
- 검사 스트림의 사용기간이 지난 경우. 검사 스트림 용기에서 사용기간을 확인하십시오.
- 검사 스트림이 손상된 경우. 새 검사 스트림으로 다시 검사하십시오.
- StatStrip 포도당 측정기가 올바르게 작동하지 않은 경우.
- 사용자 또는 검사기에 수송장치는 측정 결과 범위를 Nova Biomedical사에서 보고 하는 범위와 다른 수 있습니다. 품질 관리 결과는 사용자 소속 기관의 지침을 따르십시오.

경고: 조절 용액 검사 결과가 기대치 범위 내로 벗어났으면, 포도당 측정기나 검사 스트림을 멸균 상태로 사용하지 마십시오. 새 검사 스트림으로 검사를 반복하십시오. 문제가 계속해서 발생하면, Nova 기술 지원부서 (1.800.350.5024) 연락하십시오.

미국 내 연락처: Nova Biomedical Technical Support (781.894.0800) 또는 수신식 부달 전화 1.800.545.6682

국제 내 연락처: 1.800.263.5999

국제 연락처: www.novabiomedical.com 웹사이트에 있는 Nova Biomedical 공급업체에 연락하십시오.

긴급 조치 또는 의료 이외의 정보

사용하는 라벨을 읽고, 사용 설명서를 참조하십시오.

ZH

含量

一瓶肌控液含有 4 mL。

用途

Nova StatStrip 血糖値控制溶液用于质量控制检测，以确保 Nova StatStrip 医院用血糖仪、Nova StatStrip Xpress 医院用血糖仪以及血糖测量仪试纸这一整个体系的正常运转。

说明

各葡萄糖液含有已知浓度的葡萄糖，能够与 Nova StatStrip 血糖试纸中的试剂起反应。葡萄糖质控液适用于证实您的血糖仪和试纸在正确地运作。质控液试验结果应当落在质控液标签上印刷的结果范围内。在下列情况下，您应当作质控液试验:

- 在第一次使用 StatStrip 血糖仪之前
- 根据医院质控政策或当地法规的要求
- 在打开新的一瓶试纸时
- Om en patienttestet har misslyckats, är blodsuk