

IT

Contenuto
Una boccetta di soluzione di controllo contiene 4 mL.

Finalità d'uso
La soluzione di controllo del glucosio Nova StatStrip viene usata a scopi di verifica della qualità per controllare che il misuratore del glucosio Nova StatStrip per strutture ospedaliere e il misuratore del glucosio Nova StatStrip Xpress e le relative strisce reattive funzionino come previsto.

Descrizione

Ciascuna soluzione di controllo del glucosio ha una concentrazione nota di glucosio che reagisce con i reagenti contenuti nella striscia reattiva per la misurazione del glucosio StatStrip Nova. L'analisi con la soluzione di controllo è utilizzata per determinare che il misuratore e le strisce reattive funzionino correttamente. L'analisi eseguita con la soluzione di controllo deve dare come risultato un valore che rientra nel range (dalla lettera A al di sotto del range), o che accente il risultato. La soluzione di controllo è utilizzata con la striscia reattiva StatStrip. La striscia reattiva StatStrip non è una soluzione di controllo. L'analisi con la soluzione di controllo va effettuata nei seguenti casi:

- Prima di usare per la prima volta il misuratore del glucosio StatStrip
- Come previsto dalle istruzioni per il controllo della qualità dell'istituto di appartenenza o in base alla normativa locale.
- Quando si apre una nuova confezione di strisce reattive
- Dopo la ripetizione dell'analisi di un campione di sangue, se i valori di glucosio rilevati sono ancora inferiori o superiore a quelli attesi
- Dopo la pulizia del misuratore
- Se vi sono altre indicazioni che il sistema non funziona come previsto
- Se il misuratore è stato fatto cadere a terra.

Composizione del reagente

Ciascuna boccetta di soluzione di controllo contiene una soluzione acquosa tamponata contenente D-Glucosio, conservante, colorante FD&C, regolatore di viscosità e altri agenti non reattivi. La soluzione di controllo StatStrip Nova contiene una concentrazione nota di glucosio che reagisce con i composti contenuti nelle strisce reattive StatStrip. Il range atteso della soluzione di controllo è riportato sulla boccetta contenente la soluzione. Se i risultati ottenuti non rientrano nel range atteso, il misuratore o la striscia potrebbe essere difettosi.

La concentrazione di glucosio presente nella soluzione di controllo è regolata in modo tale da dare risultati equivalenti a quelli che si otterrebbero con campioni di sangue intero contenenti le seguenti concentrazioni target di glucosio:

Precauzioni

- La soluzione di controllo del glucosio StatStrip Nova va usata esclusivamente a fini di analisi con il misuratore del glucosio StatStrip o le strisce reattive StatStrip Nova.
- Controllare la data di scadenza indicata sulla boccetta. Non usare la soluzione di controllo se la data di scadenza è già passata.
- Usare la soluzione per 3 mesi dopo l'apertura della boccetta. Quando si apre una nuova boccetta di soluzione di controllo, coprire 3 mesi e scrivere la data corrispondente sull'etichetta. Gettare eventuale soluzione rimanente dopo la data indicata sulla boccetta.
- Non ingerire la soluzione di controllo. In caso di ingestione accidentale, consultare immediatamente un medico.
- Solo per l'uso diagnostico in vitro.

Manipolazione e stoccaggio

Mantenere sempre boccette di controllo in la boccetta contenente la soluzione di controllo StatStrip Nova. Conservarla a temperatura ambiente, al di sotto di 30°C. Non refrigerarla né conservarla in frigorifero.

Scadenza

La data di scadenza è stampata sulla boccetta contenente la soluzione di controllo. Una volta aperta la boccetta, la soluzione di controllo è stabile se conservata come indicato per un massimo di 3 mesi o fino alla data di scadenza, a seconda di quale delle due verifia per prima.

Come eseguire l'analisi con la soluzione di controllo

Per eseguire l'analisi con la soluzione di controllo, leggere le istruzioni del misuratore, consultare il Manuale con le istruzioni per l'uso del misuratore del glucosio StatStrip Nova.

Articoli necessari per l'analisi: misuratore del glucosio StatStrip, strisce reattive per la misurazione del glucosio StatStrip Nova e soluzione di controllo del glucosio StatStrip.

Risultati attesi

La soluzione di controllo del glucosio StatStrip Nova deve dare come risultato un valore che rientra nel range stampato sull'etichetta. Se il risultato dell'analisi con la soluzione di controllo non rientra nel range (dalla lettera A al di sotto del range), è probabile che il misuratore e/o la striscia reattiva siano difettosi. Un risultato fuori range può avere le seguenti cause:

- È possibile che non si stia eseguendo correttamente l'analisi. Riprovare accertandosi di aver seguito attentamente le istruzioni.
- La soluzione di controllo potrebbe essere scaduta o essere contaminata. Controllare la data di scadenza indicata sulla boccetta. Non usare la soluzione di controllo se la data di scadenza è già passata.
- La soluzione di controllo potrebbe essere scaduta. Controllare la data di scadenza sulla boccetta contenente le strisce reattive.
- La striscia reattiva potrebbe essere scaduta. Controllare la data di scadenza sulla boccetta contenente le strisce reattive.
- La striscia reattiva potrebbe essere danneggiata. Rieseguire l'analisi con una nuova striscia reattiva.
- Il misuratore del glucosio StatStrip Nova potrebbe essere difettoso.
- I range accettati per il controllo di qualità dell'istituto di appartenenza potrebbero essere diversi da quelli riportati dalla Nova Biomedical. Per i risultati del controllo di qualità, attenersi alle indicazioni dell'istituto di appartenenza.

AVVERTENZA: Usare il misuratore o le strisce reattive per la misurazione del glucosio ematico soltanto dopo aver eseguito l'analisi secondo le istruzioni con la soluzione di controllo. Non ingerire né usare la soluzione di controllo per altro scopo. Se il risultato dell'analisi con la soluzione di controllo non rientra nel range previsto, Rieseguire l'analisi con una nuova striscia reattiva. Se il problema persiste, chiamare il servizio di assistenza tecnica Nova al numero verde USA 1.800.350.5024.

NEGLI USA: Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica Nova Biomedical al numero 781.894.0800, oppure chiamare il numero verde 1.800.350.5024.

NEGLI CANADA: 1.800.263.5999.

NEGLI ALTRI PAESI: rivolgersi al distributore Nova Biomedical di zona, reperibile presso il sito www.novabiomedical.com

NON PER INFORMAZIONI DI EMERGENZA O DI CARATTERE MEDICO

Simboli usati nella documentazione: vedere il Manuale con le istruzioni per l'uso.

PT

Conteúdo
Um frasco de solução de controlo contém 4 mL.

Utilização prevista
A solução de controlo de glicose Nova StatStrip é usada na verificação de controlo da qualidade, para garantir que o medidor hospitalar de glicose Nova StatStrip, o medidor hospitalar de glicose Nova StatStrip Xpress e as respectivas tiras de teste estão a funcionar bem em conjunto.

Descrição

A solução de controlo de glicose possui uma concentração de glicose definida que reage aos reagentes da tira de teste de glicose Nova StatStrip. O teste com a solução de controlo de glicose é usado para confirmar que o seu medidor e as respetivas tiras de teste estão a funcionar corretamente. Os resultados do teste com a solução de controlo deverão situar-se dentro do intervalo de resultados impresso no rótulo da solução de controlo. Deve realizar um teste com a solução de controlo:

- antes de usar o seu medidor de glicose StatStrip pela primeira vez
- em função dos requisitos da política de controlo de qualidade da sua instituição ou dos requisitos legais do seu país
- quando abrir um novo frasco de tiras de teste
- se o teste de um paciente não estiver de acordo e os resultados de glicose no sangue continuarem a ser mais baixos ou mais altos do que o esperado
- depois de limpar o medidor
- se houver outras indicações de que o sistema não está a funcionar corretamente
- se deixar cair o medidor.

Composição do Reagente

Cada frasco de solução de controlo contém uma solução aquosa com tampão que contém D-glucose, um conservante, um corante FD&C, um agente para controlo da viscosidade e outros agentes não reativos.

As soluções de controlo Nova StatStrip contém uma concentração de glicose definida que reage aos compostos das tiras de teste StatStrip. O intervalo de valores esperado para os controlos está mencionado em cada frasco. Se os resultados obtidos se situarem fora do intervalo esperado, o sistema poderá não estar a funcionar corretamente.

A concentração de glicose nas soluções de controlo é ajustada de modo a fornecer resultados equivalentes a amostras de sangue total que continham as seguintes concentrações-alvo de glicose:

Precações

- Use apenas a solução de controlo de glicose Nova StatStrip para testes com o medidor de glicose StatStrip e as tiras de teste de glicose Nova StatStrip.
- Verifique no prazo de validade da solução de controlo. Não use a solução de controlo se o prazo de validade tiver sido ultrapassado.
- Use somente até 3 meses após a abertura do frasco. Quando abrir um novo frasco de solução de controlo, conte 3 meses para a frente e escreva a nova data no rótulo do frasco. Elimine a solução restante após a data que escreveu no frasco.
- Não ingira a solução de controlo. Em caso de ingestão acidental, procure imediatamente ajuda médica.
- Use apenas para diagnóstico in vitro.

Armazenamento e manuseamento

Mantenha o frasco de solução de glicose Nova StatStrip bem fechado quando não estiver a ser usado. Guarde a solução de controlo à temperatura ambiente abaixo de 30 °C (86 °F). Não coloque no frigorífico nem no congelador.

Prazo de validade

O prazo de validade encontra-se impresso nos frascos de solução. Depois de abertos os frascos, se as soluções forem guardadas de acordo com as instruções, mantêm-se estáveis até um máximo de 3 meses após o prazo de validade, o que acontecer primeiro.

Como efectuar um teste com a solução de controlo

Antes de efectuar algum teste, consulte o Manual de Instruções do seu medidor de glicose StatStrip para obter informações pormenorizadas sobre o medidor.

Itens necessários: Medidor de glicose StatStrip, tiras de teste de glicose Nova StatStrip e soluções de controlo de glicose StatStrip.

Resultados previstos

A solução de controlo de glicose Nova StatStrip deverá produzir resultados dentro do intervalo de resultados impresso no rótulo. Se o resultado do teste com a solução de controlo se situar fora desse intervalo (para cima ou para baixo), o seu medidor e a tira de teste poderão não estar a funcionar bem em conjunto. Um resultado fora do intervalo esperado pode ser causado pelo seguinte:

- Pode não estar a efectuar o teste correctamente. Repita o teste e siga atentamente as instruções.
- A solução de controlo pode estar contaminada ou fora do prazo de validade. Verifique o prazo de validade no frasco de solução. A solução de controlo apenas se mantém em bom estado até 3 meses após a abertura inicial do frasco. Certifique-se de que o frasco de solução de controlo está fechado quando não estiver a ser usado.
- A tira de teste pode ter ultrapassado o prazo de validade. Verifique o prazo de validade no frasco da tira de teste.
- A tira de teste pode estar danificada. Repita o teste usando uma tira nova.
- O medidor de glicose Nova StatStrip pode não estar a funcionar correctamente.
- Os intervalos de controlo de qualidade aceitáveis na sua instituição podem ser diferentes dos intervalos definidos pela Nova Biomedical. Respeite as directrizes da sua instituição relativas aos resultados do controlo de qualidade.

AVISO: Não utilize o medidor ou as tiras de teste para testar o seu nível de glicose no sangue se o resultado do teste com a solução de controlo não se situar dentro do intervalo esperado. Repita o teste usando uma nova tira de teste. Se o problema persistir, contacte a Assistência Técnica da Nova Biomedical pelo telefone 1.800.350.5024 (E.U.A.).

CONTACTO NOS E.U.A.: Assistência Técnica da Nova Biomedical através do 781.894.0800 ou número verde 1.800.3545.6682.

CONTACTO NOS CANADÁ: 1.800.263.5999.

INTERNACIONAL: Contacte o seu Distribuidor Nova Biomedical indicado no website www.novabiomedical.com.

NÃO SE DESTINA A INFORMAÇÃO MÉDICA OU DE EMERGÊNCIA

Simbólos de rotulagem usados: consulte o Manual de Instruções.

JA

構成内容
コントロール溶液 1瓶 4 mL入り

用途

Nova StatStrip グルコースコントロール溶液は、Nova StatStrip 血糖値病院測定器および Nova StatStrip Xpress 血糖値病院測定器として血糖値測定器でストリップがシステムとして正しく動作しているのを確認する品質管理チェックとして使用されます。

説明

コントロール溶液は、Nova StatStrip 血糖値コントロールストリップに塗られた試薬と反応する既知量のグルコースが含まれています。グルコースコントロール溶液テストは測定器でストリップに正しく反応して（機能していることを確認するものです。コントロール溶液によるテスト結果はコントロール溶液の濃度によって異なります。コントロール溶液の濃度は測定器で検出された値と一致するべきです。コントロール溶液のテスト以下での項目に当てはまる場合は実施してください。

- 血糖値の品質管理検査または他の品質管理に使用するために定められている場合。
- 新しいテストストリップの品質を確認するために。
- 患者のテストを繰り返す行い、血中グルコース濃度が予想値より低いまたは高い場合。
- 測定値が正確でない場合。
- システム全体の機能が生しく作動しない場合。
- 測定値を落とした場合。

試薬構成物

コントロール溶液の容器には、D-グルコース、保存剤、FD&C 染料、粘度調整剤、その他非反応剤を含む緩衝液が入っています。

Nova StatStrip コントロール溶液には、StatStrip テストストリップに塗られた物質と反応する既知量のグルコースが含まれています。各コントロール溶液の血糖値測定器は各器に印刷表示されています。検査結果が期待範囲から逸脱する場合は、システムは正しく作動していません。コントロール溶液に塗られたグルコースの濃度と以下の目標グルコース濃度を含む全目標値に相当する結果が出力するように調整されています。

注意事項

- StatStrip 血糖値測定器と Nova StatStrip グルコーステストストリップを使用してテストするときには、Nova StatStrip グルコースコントロール溶液のみをご使用ください。
- コントロール溶液の入った容器は、測定値がテストストリップあるいは他の測定システムと一致して正しく作動しない場合を除きコントロール溶液で使用しないでください。
- StatStrip 溶液の开封後3ヶ月まで有効です。新しいコントロール溶液の容器を開封した後は、測定値がテストストリップあるいは他の測定システムと一致して正しく作動しない場合を除き、开封後3ヶ月まで有効です。コントロール溶液の容器のラベルに記入してください。
- 容器に記入した日付を過ぎた溶液は廃棄してください。
- コントロール溶液を飲まないでください。飲んでしまった場合は、至急医療処置を受けてください。
- 体外での診断のみにご使用ください。
- StatStrip 血糖値測定器をはじめ使用する前。

保管と取扱い

StatStrip グルコースコントロール溶液を使用しないときは、容器のキャップをしかり閉して保管してください。コントロール溶液は 30°C 未満の室温で保管してください。冷蔵または凍決してはいけません。

使用期限

StatStrip は各器に印刷されています。溶液は指示通りに保管した場合、开封後、3ヶ月あるいは使用期限日のいずれの早い方になるまで有効と判定されます。

コントロール溶液テストの実施方法

テストを始めると、StatStrip 血糖値測定器の取扱説明書をお読みください。必要器具: StatStrip、血糖値測定器、Nova StatStrip グルコーステストストリップ、StatStrip グルコースコントロール溶液。

期待結果

Nova StatStrip グルコースコントロール溶液によるテスト結果は容器ラベルに印刷表示された結果の範囲内数値を示すべきです。コントロール溶液によるテスト結果がこの範囲外（高濃度または低濃度）を示す場合は、測定値がテストストリップあるいは他の測定システムと一致して正しく作動していないと考えられます。範囲外の濃度には以下の原因が挙げられます。

- テストを正しく行わない場合。以下の手順に注意しながら従って、テストを再度行ったください。
- コントロール溶液の使用期限が過ぎている場合またはコントロール溶液が汚染している場合。コントロール溶液の入った容器に表されている使用期限日を確認します。
- 測定値がテストストリップの开封後3ヶ月まで有効です。コントロール溶液の容器は、使用しないときキャップが閉じていることを確認してください。
- テストストリップの使用期限が過ぎている場合。テストストリップの容器に記入された使用期限日を参照してください。
- テストストリップが損傷している場合。新しいテストストリップを使用して再度テストを行ってください。
- Nova StatStrip 血糖値測定器が生しく作動しない場合。
- 品質管理検査範囲も、各施設によって「バイオメディカル」社の報告範囲数値と異なる場合があります。各試験施設の品質管理検査ガイドラインに従ってください。

警　告: コントロール溶液テストの結果が期待範囲値から逸脱する場合は、係る測定器またはテストストリップの使用期限をテストと血糖値測定器テストを行わないでください。新しいテストストリップを使用し、再度テストを行ってください。問題の解消しない場合は、ノバ・バイオメディカル・テクニカルサポート（電話1.800.350.5024）までご連絡ください。

米国でのご連絡先: ノバ・バイオメディカル・テクニカルサポート 781.894.0800 または無料ホットライン 1.800.354.6682

カナダでのご連絡先: 1.800.263.5999

海外のお客様: ウェブページをご覧ください。各器のノバ・バイオメディカル販売会社にご連絡のうえお問い合わせください。

※または医療情報の対象ではありません。

使用されるラベル表記は施設説明書と参照してください。

SV

Innehåll
En ampull innehåller 4 ml kontrollösning.

Avsedd användning

Nova StatStrip glukoskontrollösning används som en kvalitetskontroll för att försäkra att Nova StatStrip glukoskontrollör för sjukhusbruk och Nova StatStrip Xpress glukosmätare för sjukhusbruk och teststickorna fungerar korrekt tillsammans som ett system.

Beskrivning

Varje glukoskontrollösning har en känd glukoskoncentration som reagerar med reagensen på Nova StatStrip glukosteststicka. Glukoskontrollösningen används för att bekräfta att den mätare och teststickorna fungerar korrekt. Testresultatet med kontrollösningen skall hamna inom de resultatområden som finns tryckt på kontrollösningens etikett. Du skall göra en test med kontrollösning:

- Innan StatStrip glukosmätaren används för första gången
- Enligt kraven från din institutions policy för kvalitetskontroll eller enligt lokala myndighetskrav
- När du öppnar en ny ampull med teststickor.
- Om en patienttestet har gett upprepade och blodglukosvärdena fortfarande är lägre eller högre än förväntat
- När ett glukosmätaren har rengörats
- Om det finns andra indikationer på att systemet inte fungerar korrekt
- Om du tappar glukosmätaren.

Reagensammansättning

Varje ampull med kontrollösning är en buffrad flytande lösning som innehåller D-glukos, konserveringsmedel, FD&C-färgämnen, viskositetsregulerande ämnen och andra icke-reaktiva ämnen. Nova StatStrip glukoskontrollösningar har en känd glukoskoncentration som reagerar med ämnena på StatStrip teststickorna. Det förväntade värdeområdet för kontrollerna finns angivna på varje kontrollampull. Om resultatet hamnar utanför det förväntade området fungerar troligtvis inte systemet korrekt.

Glukoskoncentrationen i kontrollövsåken är justerad för att ge likartade resultat som vid blodglukostest.

Försiktighetsåtgärder

- Använd endast Nova StatStrip glukoskontrollösning för först med Nova StatStrip glukosmätare och Nova StatStrip glukoskontrollör på ampullen med kontrollösning. Använd inte kontrollösningen om utgångsdatumet har passerats.
- Använd vätskan endast efter att ampullen först öppnats. När en ny ampull med kontrollösning öppnas, räknas framåt 3 månader och anteckna detta datum på ampullens etikett. Kassera eventuellt kvarvarande lösning efter det datum som skrivits på ampullen.
- Föråt inte kontrollösningen. Om den sväls, skö genast medicinsk hjälp.
- Endast avsedd för diagnostisk in vitro.

Förvaring och hantering

Se till att Nova StatStrip glukoskontrollösningens ampull är ordentligt stängd när den inte används. Förvara kontrollösningen i rumstemperatur lägre än 30° C. Skall ej förvaras i kylskåp eller fryssar.

Utgångsdatum

Utgångsdatum finns tryckt på ampullerna med kontrollösning. När ampullen öppnats är lösnigen hållbar 3 månader om den förvaras enligt anvisningarna eller till utgångsdatumet passerats, beroende på vad som kommer först.

Hur man gör en kontrollösningstest

Läs StatStrip glukoskontrollösningens användningsanvisningar, där finns detaljerad måltärningsinformation innan testning utövas. Utrustning som behövs: StatStrip glukosmätare, Nova StatStrip glukosteststickor och StatStrip glukostestlösningar.

Förväntade resultat

Nova StatStrip glukoskontrollösning skall ge ett resultat som hamnar inom de resultatområden som finns tryckt på kontrollösningens etikett. Om testresultatet med kontrollösningen hamnar utanför detta område (det är antingen högre eller lägre), fungerar inte mätaren och/eller teststickorna som ett tillförlitligt system. Ett resultat utanför måltärnmdatet kan orsakas av följande:

- Testen har inte utförts korrekt. Testa på nytt och följ instruktionerna noggrant.
- Utgångsdatumet har passerat utgångsdatumet eller har kontaminerats.
- Kontrollera utgångsdatumet på ampullen med kontrollösning. Kontrollösningen är endast hållbar 3 månader efter att ampullen öppnats. Se till att ampullen med kontrollösning är stängd när den inte används.
- Teststickan kan ha passerat utgångsdatumet. Kontrollera utgångsdatumet på burken med teststickor.
- Teststickan kan ha skadats. Testa på nytt med en ny teststicka.
- Nova StatStrip glukosmätaren kanske inte fungerar korrekt.
- Acceptabla kvalitetskontrollområden för blodglukostest kan variera mellan olika laboratorier som Nova Biomedical uppföljer för din institutions riktlinjer för kvalitetskontrollresultat.

VARNING: Använd inte mätaren och teststickor för blodglukostest om inte resultatet av kontrollösningstestet hamnar inom det förväntade området. Upprepa testet med en ny teststicka. Om problem kvarstår, kontakta Nova tekniska support tel. 1.800.350.5024.

CONTACT/INFORMATION USA: Nova Biomedical teknisk support tel. 781.894.0800 eller avgiftsfritt 1.800.354.6682.

CONTACT/INFORMATION CANADA: 1.800.263.5999.

CONTACT/INFORMATION INTERNATIONELLT: Kontakta din Nova Biomedical-distributör som du hittar på webbsidan www.novabiomedical.com.

EJ FÖR ÖLYCKSFALL ELLER MEDICINSK INFORMATION

Märksymboler som används: Se instruktionerna i användarhandledningen.

KO

내용물

한 용기에 4 mL의 조절 용액이 들어있습니다.

사용 목적

Nova StatStrip 포도당 조절 용액은 Nova StatStrip Glucose Hospital Meter, Nova StatStrip Xpress Glucose Hospital Meter, 및 혈당 측정기 시험지가 시스템적으로 정확히 작동하는지를 확인하기 위해 주로 의료 기관 검사에 사용됩니다.

설명

각 포도당 조절 용액은 Nova StatStrip 포도당 검사 스트림의 시작과 반응하는 기준에 알려진 포도당 농도를 가지고 있습니다. 포도당 조절 용액은 사용하는 사용자들의 포도당 측정기와 검사 스트림이 정확히 작동하는지 확인하기 위해서 사용됩니다. 조절 용액 용기는 포도당 용액의 표지 라벨에 기록된 용도 범위 내로 들어맞아야 합니다. 다음과 같은 조절 용액 검사를 수행합니다.

- StatStrip 포도당 측정기를 처음 사용하기 전.
- 검사 시도를 통해 정확히 어떤 지정 규제 요인으로 필요할 때.
- 혈당 시스템 용기를 교체할 때.
- 혈자 검사를 여러 번 시험해보고 예상보다 혈당 값과 수치가 계속해서 낮거나 높을 때.
- 측정기 자체 누.
- 외계가 정확하지 않거나 작동하지 않는 기기 장치가 있을 때.
- 측정기를 청소할 때.

시각 구성

각각의 조절 용액 용기는 D-포도당, 방부제, FD&C 염료, 점도 조절제 및 기타 비반응성 약품을 포함하여 완제품으로 처리된 수용액이 들어있습니다.

Nova StatStrip 포도당 조절 용액은 StatStrip 검사 스트림의 구성 성분과 반응하는 기준에 알려진 용도 범위 내로 들어맞아야 합니다. 다음과 같은 조절 용액 검사를 수행합니다.

측정 결과와 예상 범위를 벗어난 시스템이 정확하게 작동하지 않는 경우일 수 있습니다. 조절 용액의 포도당 농도는 다음의 목표 포도당 농도를 가지고 있던 전체 샘플과 동등한 결과를 주도록 조절되어 있습니다:

지침

- Nova StatStrip 포도당 조절 용액은 StatStrip 포도당 측정기와 Nova StatStrip 포도당 검사 스트림으로 검사할 때만 사용합니다.
- StatStrip 포도당 조절 용액은 StatStrip 검사 스트림의 구성 성분과 반응하는 기준에 알려진 용도 범위 내로 들어맞아야 합니다. 다음과 같은 조절 용액 검사를 수행합니다.
- 검사 시도를 통해 정확히 어떤 지정 규제 요인으로 필요할 때.
- 혈당 시스템 용기를 교체할 때.
- 혈자 검사를 여러 번 시험해보고 예상보다 혈당 값과 수치가 계속해서 낮거나 높을 때.
- 측정기 자체 누.
- 외계가 정확하지 않거나 작동하지 않는 기기 장치가 있을 때.
- 측정기를 청소할 때.

저장 및 취급

Nova StatStrip 포도당 조절 용액을 사용하지 않을 때는 용기 마개를 꼭 닫아 보관하십시오. 또한 조절 용액은 온도 86°F(30°C) 미만에서 저장해야 합니다. 저장 보관기간이 끝나지 않습니다.

유효 기간

유효 기간은 조절 용액 용기에 기재되어 있습니다. 용기를 개봉한 이후에 지시대로 저장한 용액은 최대 3개월 또는 유효 기간 중 먼저 도래하는 기간까지 사용할 수 있습니다.

조절 용액 검사의 수행 방법

검사를 시행하기 전에 측정기에 대한 정보 StatStrip 포도당 측정기의 사용 설명서를 참조하십시오. 필요한 도구: StatStrip 포도당 측정기, Nova StatStrip 포도당 검사 스트림, 및 StatStrip 포도당 조절 용액.

예상 결과

Nova StatStrip 포도당 조절 용액은 용기 표지에 기재된 측정 범위 내로 수치가 들어가는 결과를 도출해야 합니다. 포도당 조절 검사 스트림이 기준치 범위 내(나타 나거나 낮음), 사용자 측정기 및/또는 검사 스트림이 시스템으로 정확하게 작동하는 경우일 수 있습니다. 다음 범위로 인해 결과가 범위를 벗어날 수 있습니다.

- 사용자가 검사를 올바르게 수행하지 않은 경우. 다음 설명에 따라 주의해서 다시 시도하십시오.
- 측정 용액이 사용기간이 지나거나 오염된 경우. 조절 용액 용기에서 사용기간을 확인하십시오. 조절 용액은 온도 86°F(30°C) 이하에서 보관해야 합니다. 조절 용액 용기를 사용하지 않을 때는 마개를 잘 닫아야 합니다.
- 용기 라벨의 사용기간이 지난 경우. 검사 스트림 용기에서 사용기간을 확인하십시오.
- 검사 스트림이 손상된 경우. 새 검사 스트림으로 다시 검사하십시오.
- 측정기 라벨의 사용기간이 지난 경우. 검사 스트림 용기에서 사용기간을 확인하십시오.
- Nova StatStrip 포도당 측정기가 올바르게 작동하지 않는 경우.
- 사용자 또는 기관에서 수행하는 측정 관리 범위는 Nova Biomedical(사에서 보고 하는 범위)과 다를 수 있습니다. 품질 관리 결과는 사용자 소속 기관의 지침을 따르십시오.

경고: 조절 용액 결과 결과가 기대치 범위 내로 벗어났 으면, 포도당 측정기나 검사 스트림을 열람하고 용액이 마시십시오. 새 검사 스트림으로 검사를 반복하십시오. 문제가 계속해서 발생하면, Nova 기술 지원부서 (1.800.350.5024) 연락하십시오.

미국 내 연락처: Nova Biomedical Technical Support (781.894.0800) 또는 수신자 부담 전화 1.800.345.6682

국제 내 연락처: 1.800.263.5999.

국제 연락처: www.novabiomedical.com 웹사이트에 있는 Nova Biomedical 공급업체 연락처십시오.

긴급 조치 또는 의료 이외의 정보

사용되는 라벨 설명: 사용 설명서를 참조하십시오.

ZH

含量