

Linearity Standard Set D

Linearitätsstandard Satz D, Πρότυπο Γραμμικότητας Set D, Estándar de linealidad Set D,
Set D standard de linéarité, Standard di linearità Set D, Conjunto D de padrão de linearidade, Linearitätsstandard D

LEVEL 2

Expected Ranges, Erwartete Bereiche, Αναμενόμενα Εύρη, Rangos esperados, Fourchettes attendues, Intervalli previsti, Gamas previstas, Förväntade områden				
LOT	22131016	2025-05-11	$\bar{x}$	LEVEL 2
NOVA 1-16	Hct	%	65	62 - 68

Product Description
Aqueous solution intended for monitoring the performance of the hematocrit channel. For use on NOVA analyzers ONLY.

Intended Use
For in vitro diagnostic use with NOVA Analyzers to verify calibration, analytical linearity, estimate test imprecision, and detect systematic analytical deviations that may arise from calibrator or analytical instrument variation.

Methodology
Refer to Nova Analyzer Instructions for Use for Methodology and Principles.

Composition
Electrolyte solution minimum volume 1.7mL. The concentrations of the active ingredients have been adjusted to give a conductivity signal equal to a known hematocrit value in whole blood. Contains no constituents of human origin, however, good laboratory practice should be followed during handling of these materials. (REF: NCCLS DOCUMENT M29-12).

Warnings and Cautions
Intended for In Vitro Diagnostic Use. Cloudiness or particulate matter in the solution is an indication of possible deterioration. DO NOT FREEZE. Follow standard practices for handling laboratory reagents. Discard in accordance with local requirements.

Storage
Store at 15-30°C. After opening, if the ampule contents have not been used immediately, they may be stored at 2-8°C (taking care to avoid evaporation) for up to 8 hours.

Directions for Use
Linearity Standards are recommended for use as frequently as required by local regulatory and hospital requirements. There are two concentration levels available, each packaged separately. (Level 1: abnormal low, Level 2: abnormal high)

It is recommended that each laboratory establish the upper and lower limits of its reportable range for each sample type and devise a policy for processing specimens that fall outside of this range.

Limitations
For use on Nova Biomedical Analyzers only. Performance characteristics not established for use on other manufacturer's analyzers.

Traceability of Standards
Analyses traced to NIST Standard Reference Materials.

Expected Ranges
This expected range indicates the maximum deviations from the mean value that may be expected under differing laboratory conditions for analyzers operating within specifications. The expected ranges for the analytes listed in the table above were verified using replicate determinations on Nova analyzers.

Produktbeschreibung
Wässrige Lösung zur Kontrolle der Leistung des Hämatokritkanals. NUR zur Verwendung mit NOVA-Analysatoren.

Verwendungszweck
Für In-vitro-Diagnosen mit NOVA-, Stat Profile/Ultra-Analysengeräten zur Überprüfung der Kalibrierung, der analytischen Linearität, der geschätzten Testungenauigkeit sowie zur Auffindung systematischer analytischer Abweichungen, denen eine Kalibrationsabweichung oder analytische Instrumentenabweichung zu Grunde liegen kann.

Methodologie
Informationen über Methodologie und Richtlinien finden Sie im Bedienerhandbuch zum Nova-Analysengerät.

Zusammensetzung
Mindestvolumen Elektrolytlösung 1,7 mL. Die Konzentration der wirksamen Inhaltsstoffe wurde so angepasst, dass das Konduktivitätssignal einem bekannten Hämatokritwert im Vollblut entspricht. Enthält keine Bestandteile menschlichen Ursprungs, dennoch sollte beim Umgang mit den Materialien auf gute Laborpraxis geachtet werden. (Siehe NCCLS-DOKUMENT M29-12).

Warnungen und Vorichtshinweise
Für Verwendung zur In-vitro-Diagnose. Trübung der Lösung oder Feststoffe in der Lösung weisen auf möglichen Verfall hin. NICHT EINFRIEREN. Beachten Sie die standardmäßigen Verfahren für den Umgang mit Laborreagenzien. Den örtlichen Bestimmungen gemäß entsorgen.

Lagerung
Bei 15-30°C lagern. Wird nach dem Öffnen der Ampulle der Inhalt nicht sofort aufgebraucht, kann die Ampulle bis zu 8 Stunden bei einer Temperatur von 2-8°C aufbewahrt werden (Verdunstung der Flüssigkeit vermeiden).

Verwendungsanweisungen
Bei der Verwendung sollten entsprechende der örtlichen regulatorischen Bestimmungen und Krankenhausbestimmungen die jeweiligen Linearitätsstandards beachtet werden. Es sind zwei Konzentrationsebenen erhältlich, die jeweils separat abgepackt sind. (Konzentrationsstufe 1: abnormal niedrig, Konzentrationsstufe 2: abnormal hoch)

Es wird empfohlen, dass jedes Labor die oberen und unteren Grenzwerte des meldepflichtigen Bereichs für jedes Probematerial festlegt und Richtlinien zur Verarbeitung von Proben erstellt, die außerhalb dieses Bereichs liegen.

Einschränkungen
Nur zur Verwendung mit Nova Biomedical-Analysengeräten. Die Leistungscharakteristik wurde nicht für die Verwendung mit Analysegeräten anderer Hersteller erstellt.

Nachverfolgbarkeit von Standards
Analysen werden auf NIST-Standardreferenzmaterialien zurückverfolgt.

Erwartete Bereiche
Der erwartete Bereich gibt die maximale Abweichung vom Mittelwert an, die unter verschiedenen Laborbedingungen für Analysegeräte, die innerhalb der Spezifikationen arbeiten, erwartet werden kann. Die erwarteten Bereiche für die in der Tabelle weiter oben aufgeführten Analyte wurden mittels wiederholter Bestimmung mit Nova-Analysengeräten überprüft.

Description du produit
Solution aqueuse prévue pour contrôler la linéarité du circuit d'hématocrites. Utilisation prévue EXCLUSIVEMENT sur analyseurs NOVA.

Usage attendu
Utilisation en diagnostic in vitro avec des analyseurs NOVA et Stat Profile/Ultra pour vérifier l'étalonnage et la linéarité analytique, estimer l'imprécision des tests et détecter les dérives analytiques systémiques pouvant résulter de l'étalon ou de variations de l'instrument d'analyse.

Méthodologie
Voir les instructions d'utilisation de l'analyseur Nova pour la méthodologie et les principes.

Composition
Volume minimum de la solution électrolytique : 1,7 mL. Les concentrations d'ingrédients actifs ont été ajustées pour donner un signal de conductivité égal à une valeur d'hématocrites connue dans le sang total. Ces solutions ne contiennent aucun composant d'origine humaine - il convient toutefois de respecter les pratiques de laboratoire dans la manipulation de ces produits. (REF: NCCLS DOCUMENT M29-12).

Avertissements et précautions
Prévu pour utilisation en diagnostic in vitro. La présence de particules troublant la solution peut être révélatrice de dégradation. NE PAS CONGELER. Respecter les pratiques d'usage de manipulation des réactifs de laboratoire. Le rejet de ces produits doit être conforme aux réglementations locales.

Stockage
Conserver à une température de 15-30°C. Si le contenu de l'ampoule n'est pas utilisé immédiatement après ouverture, il est possible de le conserver jusqu'à huit heures à 2-8°C (prendre soin d'éviter toute évaporation).

Instructions d'utilisation
Il est recommandé d'utiliser les standards de linéarité aussi fréquemment que l'exigent les réglementations locales et les règles de l'établissement hospitalier. Deux niveaux de concentration sont proposés dans des emballages distincts (niveau 1 : pathologique bas, niveau 2 : pathologique haut). Il est préférable que chaque laboratoire définisse les limites supérieure et inférieure de la fourchette de ses résultats pour chaque type d'échantillon, ainsi que la politique à suivre pour le traitement des spécimens tombant en-dehors de cette fourchette.

Limitations
Utilisation prévue uniquement sur analyseurs Nova Biomedical. Les caractéristiques de linéarité ne sont pas établies pour l'utilisation sur des analyseurs d'autres fabricants.

Traceabilité des standards
Analyses effectuées en référence aux paramètres selon les produits de référence standard du NIST (National Institute of Standards and Technology).

Fourchettes attendues
La fourchette attendue indique les déviations maximum de la valeur moyenne que l'on peut attendre en fonction de la variation des conditions en laboratoire pour des analyseurs exploités dans les limites des spécifications. Les fourchettes attendues pour les paramètres indiqués dans le tableau ci-dessus ont été vérifiées en répétant les mesures sur analyseurs Nova.

Προβλεπόμενη Πρακτική
Υδατικό διάλυμα που προορίζεται για την παρακολούθηση της απόδοσης του καναλιού αιματοκρίτη. Για χρήση σε αναλυτές NOVA MONO.

Ενδεικνυόμενη χρήση
Για in vitro διαγνωστική χρήση με Αναλυτές NOVA και Stat Profile/Ultra για επαλήθευση της βαθμονόμησης, της αναλυτικής γραμμικότητας, των υπολογισμών της ανακρίβειας της μέτρησης και την ανίχνευση των συστηματικών αναλυτικών αποκλίσεων που ενδέχεται να προκύψουν από τη μεταβολή του βαθμονόμηση ή του αναλυτικού οργάνου.

Μεθοδολογία
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης του Αναλυτή Nova για τη Μεθοδολογία και τις Αρχές.

Σύσταση
Διάλυμα ηλεκτρολύτη με ελάχιστο όγκο 1,7mL. Οι συγκεντρώσεις των ενεργών συστατικών έχουν ρυθμιστεί έτσι, ώστε να παρέχεται ένα σήμα συστημότητας που να αντιστοιχεί σε μια γνωστή τιμή αιματοκρίτη στο ολικό αίμα. Αν και δεν περιέχονται συστατικά ανθρώπινης προέλευσης, ωστόσο, πρέπει να ακολουθηθεί ορθή εργαστηριακή πρακτική κατά το χειρισμό των υλικών αυτών. (ΚΩΔ. ΕΠΕΡΛΑΦΟΥ NCCLS M29-12).

Προειδοποιήσεις και Προβλήματα
Προορίζεται για In Vitro Διαγνωστική Χρήση. Η διαφάνεια ή η ύπαρξη σωματιδίων στο διάλυμα αποτελεί ένδειξη πιθανής αλλοίωσης. ΜΗΝ ΚΑΤΑΦΡΥΞΕΙΤΕ. Ακολουθήστε τις συνήθεις διαδικασίες για το χειρισμό εργαστηριακών αναφοροσπρίων. Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Φύλαξη
Φυλάσσεται στους 15-30°C. Μετά το άνοιγμα, αν το περιεχόμενο της αμπούλας δεν έχει χρησιμοποιηθεί αμέσως, πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία 2-8°C (για να μην εξτρώσσεται) για έως 8 ώρες.

Οδηγίες Χρήσης
Συνιστάται η χρήση των Πρότυπων Γραμμικότητας, δύο συχνά κρίνεται αναγκαίο από τις τοπικές ρυθμιστικές και νοσοκομειακές απαιτήσεις. Διατίθενται δύο επίπεδα συγκεντρώσεων, το καθένα σε ξεχωριστό συσκευασίας. (Επίπεδο 1: παθολογικά χαμηλό, Επίπεδο 2: παθολογικά υψηλό)

Συνιστάται κάθε εργαστήριο να ορίσει τα ανώτατα και κατώτατα όρια για το εύρος, που αναφέρεται για κάθε τύπο δείγματος, και να καταρτίσει με πολυμία για την επεξεργασία των δειγμάτων που βρίσκονται εκτός του παραπάνω εύρους.

Περιορισμοί
Για χρήση Οι Αναλυτές Nova Biomedical μόνο. Τα χαρακτηριστικά απόδοσης δεν έχουν καθοριστεί για χρήση σε αναλυτές άλλων κατασκευαστών.

Ιχνηλασιμότητα Προτύπων
Ανάλυση προδεδειγμένων ουσιών σύμφωνα με το Πρότυπο Υλικό Αναφοράς NIST.

Αναμενόμενα Εύρη
Το αναμενόμενο εύρος υποδεικνύει τις μέγιστες αποκλίσεις από τη μέση τιμή που αναμένεται υπό διαφορετικές εργαστηριακές συνθήκες να αναλυθεί που λειτουργούν εντός των προδιαγραφών. Τα αναμενόμενα εύρη για τις προδεδειγμένες ουσίες που παραρτούνται στον παραπάνω πίνακα επαληθεύθηκαν χρησιμοποιώντας προδεδειγμένες αντιδράσεις σε αναλυτές Nova.

Descripción del producto
Solución acuosa para supervisar el comportamiento del canal de hematocrito. Para usar SÓLO con analizadores NOVA.

Uso indicado
Para uso diagnóstico in vitro con Analizadores NOVA y Stat Profile/Ultra, a fin de verificar la calibración y la linealidad analítica, estimar la imprecisión de la prueba y detectar los desvíos analíticos sistemáticos que puedan surgir a raíz de variaciones en el calibrador o el instrumento analítico.

Metodología
Consultar la Metodología y los Principios en las Instrucciones de uso del Analizador Nova.

Composición
Volumen mínimo de solución de electrolito de 1,7 mL. Las concentraciones de los principios activos se ajustaron de manera tal que la señal de conductividad sea equivalente a un valor conocido de hematocrito en sangre total. El producto no contiene constituyentes de origen humano. No obstante, se deben seguir las buenas prácticas de laboratorio para la manipulación de estos materiales. (REF: DOCUMENTO M29-12 DEL NCCLS).

Advertencias y precauciones
Para uso diagnóstico in vitro. La turbidez de la solución o la presencia de material particulado en ella son indicadores de un posible deterioro de la solución. NO CONGELAR. Seguir las prácticas estándar para la manipulación de reactivos de laboratorio. Desechar de acuerdo con los requerimientos locales.

Almacenamiento
Almacenar a 15-30 °C. Una vez abierta, si el contenido de la ampolla no se utiliza de inmediato, se puede almacenar a 2-8 °C hasta 8 horas (cuidando de evitar la evaporación).

Instrucciones de uso
Se recomienda usar los Estándares de linealidad con la frecuencia requerida por los organismos reguladores y hospitales locales. Hay dos niveles de concentración disponibles, cada uno envasado por separado (nivel 1: baja anormal, Nivel 2: alta anormal).

Se recomienda que cada laboratorio determine los límites superior e inferior del rango informable para cada tipo de muestra y establezca una política para procesar las muestras que no caigan dentro de dicho rango.

Limitaciones
Para usar SÓLO con Analizadores de Nova Biomedical. No se determinaron las características de comportamiento para usar en analizadores de otros fabricantes.

Traceabilidad de los estándares
Los análisis se trazaron según los Materiales de Referencia Estándar del NIST (National Institute of Standards and Technology, Institute Nacional de Normas y Tecnología).

Rangos esperados
El RANGO ESPERADO indica los desvíos máximos del valor medio que se pueden esperar en distintas condiciones de laboratorio para los analizadores que funcionan de acuerdo con las especificaciones. Los rangos esperados para los análisis enumerados en la tabla que figura más arriba fueron verificados mediante determinaciones repetidas en analizadores Nova.

Descrizione del prodotto
Soluzione acquosa destinata al monitoraggio delle prestazioni del canale ematocritico. Da utilizzarsi ESCLUSIVAMENTE con analizzatori NOVA.

Uso previsto
Da utilizzarsi a fini diagnostici in vitro con analizzatori NOVA e Stat Profile/Ultra per verificare calibratura e linearità analitica, per valutare l'imprecisione delle analisi e per individuare le deviazioni analitiche sistematiche dovute a variazioni dei calibratori o degli strumenti di analisi.

Metodo
Per informazioni sul metodo e sui principi delle procedure di analisi, consultare le Istruzioni per l'uso dell'analizzatore Nova.

Composizione
Volume minimo della soluzione elettrolitica 1,7 mL. Le concentrazioni di ingredienti attivi sono state regolata per fornire un segnale di conduttività equivalente al valore noto di ematocrito nel sangue intero. Non contiene componenti di origine umana. Si raccomanda tuttavia di adottare le normali procedure di laboratorio durante la manipolazione delle sostanze. (NIF: NCCLS DOCUMENTO M29-12).

Avvertenze e precauzioni
Utilizzo diagnostico in vitro. La torbidità o la presenza di particelle nella soluzione sono indice di un possibile deterioramento. NON CONGELARE. Adattare le procedure standard per la manipolazione dei reagenti di laboratorio. Smaltire in conformità alla normativa vigente.

Conservazione
Conservare a 15-30°C. Una volta aperta, se il contenuto della fiala non viene utilizzato immediatamente, è possibile conservarla a 2-8°C per un massimo di 8 giorni, purché si eviti l'evaporazione.

Istruzioni per l'uso
Si consiglia l'utilizzo degli standard di linearità nella misura richiesta ai sensi delle normative locali e ospedaliere. Sono disponibili due livelli di concentrazione, ciascuno confezionato separatamente (Livello 1: basso anormale, Livello 2: alto anormale).

Si consiglia a ciascun laboratorio di fissare i limiti massimo e minimo dell'intervallo riferibile per ciascun tipo di campione e di stabilire una procedura per l'elaborazione dei campioni che non cadano nell'intervallo specificato.

Limitazioni
Da utilizzarsi esclusivamente con analizzatori Nova Biomedical. Caratteristico delle prestazioni per l'utilizzo con analizzatori di altri produttori non determinate.

Rilevabilità degli standard
Analisi rilevate in base allo Standard Reference Materials del NIST (National Institute of Standards and Technology).

Intervalli previsti
L'INTERVALLO PREVISTO indica le deviazioni massime dal valore medio previsto in condizioni di laboratorio diverse per il funzionamento degli strumenti in conformità alle specifiche. Gli intervalli previsti degli analisi elencati nella tabella riportata sopra sono stati verificati mediante determinazioni replicate con analizzatori Nova.

Descrição do produto
Solução aquecida para monitorizar o desempenho do canal de hematócrito. Para uso EXCLUSIVO em analisadores NOVA.

Uso pretendido
Para diagnóstico *in vitro* com analisadores NOVA e Stat Profile/Ultra, para verificar a calibração, a linearidade analítica, calcular a imprecisão de teste e detectar desvios analíticos sistemáticos que possam surgir na sequência de variações nos calibradores ou instrumentos de análise.

Metodologia
Consultar as Instruções de Utilização do analisador Nova relativamente à Metodologia e Princípios.

Composição
Volume mínimo de 1,7 mL da solução eletrolítica. As concentrações dos ingredientes ativos foram ajustadas para produzir um sinal de condutividade igual a um valor de hematócrito conhecido no sangue total. Não contém constituintes de origem humana, não obstante devem seguir-se as boas práticas de laboratório ao manusear-se estas substâncias. (REF.: DOCUMENTO NCCLS M29-T2).

Avisos e advertências
Para uso em diagnóstico *in vitro*.
A perturbação ou a existência de material particulado na solução é um indicio de possível deterioração. NÃO CONGELAR. Seguir as práticas normalmente empregues no manuseamento de reagentes laboratoriais. Eliminar de acordo com as normas em vigor no local.

Conservação
Conservar a 15-30°C. Após a abertura, se o conteúdo da ampola não for imediatamente utilizado pode ser conservado a 2-8°C (tomando as devidas precauções para evitar a evaporação) por um período até 8 horas.

Instruções de utilização
São recomendados padrões de linearidade para uso sempre que exigido pelos requisitos regulamentares e hospitalares. Estão disponíveis dois níveis de concentração, embalados individualmente (níveis 1: anormal baixo, nível 2: anormal alto)

É recomendável que cada laboratório estabeleça os limites superior e inferior da sua gama declarável para cada tipo de amostra e elabore uma política para o processamento de exemplares que recaiam fora desta gama.

Limites
Para uso exclusivo em analisadores Nova Biomedical. As características de desempenho não foram determinadas para uso em analisadores de outros fabricantes.

Rastreabilidade dos padrões
Os análises foram analisados por comparação a materiais de referência certificados NIST.

Gamas previstas
A GAMA PHC VISTA indica os desvios máximos em relação ao valor médio previstos em diferentes condições laboratoriais para analisadores que funcionem dentro das especificações. As gamas previstas para os análises listados na tabela acima foram verificadas réplicas de determinações em analisadores Nova.

Produtorescrição
Validação/validação de uso para controlar a qualidade da hematocritica. Para uso EXCLUSIVO em analisadores NOVA.

Uso pretendido
Para diagnóstico *in vitro* com analisadores NOVA e Stat Profile/Ultra, para verificar a calibração, a linearidade analítica, calcular a imprecisão de teste e detectar desvios analíticos sistemáticos que possam surgir na sequência de variações nos calibradores ou instrumentos de análise.

Metodologia
Consultar as Instruções de Utilização do analisador Nova relativamente à Metodologia e Princípios.

Composição
Volume mínimo de 1,7 mL da solução eletrolítica. As concentrações dos ingredientes ativos foram ajustadas para produzir um sinal de condutividade igual a um valor de hematócrito conhecido no sangue total. Não contém constituintes de origem humana, não obstante devem seguir-se as boas práticas de laboratório ao manusear-se estas substâncias. (REF.: DOCUMENTO NCCLS M29-T2).

Avisos e advertências
Para uso em diagnóstico *in vitro*.
A perturbação ou a existência de material particulado na solução é um indicio de possível deterioração. NÃO CONGELAR. Seguir as práticas normalmente empregues no manuseamento de reagentes laboratoriais. Eliminar de acordo com as normas em vigor no local.

Conservação
Conservar a 15-30°C. Após a abertura, se o conteúdo da ampola não for imediatamente utilizado pode ser conservado a 2-8°C (tomando as devidas precauções para evitar a evaporação) por um período até 8 horas.

Instruções de utilização
São recomendados padrões de linearidade para uso sempre que exigido pelos requisitos regulamentares e hospitalares. Estão disponíveis dois níveis de concentração, embalados individualmente (níveis 1: anormal baixo, nível 2: anormal alto)

É recomendável que cada laboratório estabeleça os limites superior e inferior da sua gama declarável para cada tipo de amostra e elabore uma política para o processamento de exemplares que recaiam fora desta gama.

Limites
Para uso exclusivo em analisadores Nova Biomedical. As características de desempenho não foram determinadas para uso em analisadores de outros fabricantes.

Rastreabilidade dos padrões
Os análises foram analisados por comparação a materiais de referência certificados NIST.

Gamas previstas
A GAMA PHC VISTA indica os desvios máximos em relação ao valor médio previstos em diferentes condições laboratoriais para analisadores que funcionem dentro das especificações. As gamas previstas para os análises listados na tabela acima foram verificadas réplicas de determinações em analisadores Nova.